

Molinillo De Tejido De Vidrio Homogeneizador

Número de artículo: KTG-1



Introducción

Los diminutos huecos y ligeras protuberancias entre el tubo de vidrio y el émbolo se enganchan, y al girar el émbolo se produce un efecto de esmerilado.

[Aprende más](#)

Modelo	Longitud total (mm)	Longitud esmerilada (mm)	Diámetro exterior del tubo (mm)	Diámetro interior de la boca (mm)
0,5 ml	133	34	6	16
1 ml	147	47	8	17
2ml	155	53.5	10	20
3 ml	160	61.5	10	20
5 ml	195	72	11	24
10 ml	225	74	13	26
15 ml	245	83	16	28
20 ml	255	92	17	31.5
25ml	270	110	18	37
30 ml	275	112	18	34
50 ml	295	112	21	38