



KINTEK SOLUTION

Liofilizador Y Congelador De Laboratorio Catálogo

Contact us for more catalogs of Preparación de la muestra, Equipo Térmico, Materiales y consumibles de laboratorio, Equipos de bioquímica, Low Temperature Freezer, etc.

KINTEK SOLUTION

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

KinTek Group Limited es una organización orientada a la tecnología, los miembros del equipo se dedican a probar la tecnología y las innovaciones más eficientes y confiables en los equipos de investigación científica, campos como la reacción bioquímica, la investigación de nuevos materiales, el tratamiento térmico, la creación de vacío, la refrigeración, así como farmacéutica. y equipos de extracción de petróleo.



Liofilizador De Laboratorio De Alto Rendimiento

Número de artículo: KTFD-10P



Introducción

Liofilizador de laboratorio avanzado para la liofilización y la conservación eficaz de muestras biológicas y químicas. Ideal para biofarmacia, alimentación e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Temperatura de la trampa de frío	$\leq -60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Vacío final	$< 10\text{ Pa}$
Precisión de la pantalla de vacío	0,01 Pa
Área de liofilización (estantes)	0.12 - 0.18 m ²
Carga de material (en estantes)	1200 - 1800 ml
Capacidad de captura de agua	3 kg / 24h
Especificaciones de la bandeja de material (Φ×H)	200 × 20 mm
Número de capas de la bandeja de material	Estándar 4 capas, Opcional 6 capas
Capacidad de matraces externos (colector)	8 matraces
Opciones de estilo de matraz	Forma de berenjena o cilíndrica
Dimensiones totales (An×P×Al)	580 × 550 × 820 mm (unidad de sobremesa con cámara de secado y colector)
Dimensiones de la trampa de frío (Φ×H)	Φ 215 × 193,5 mm
Diseño	Liofilizador de sobremesa, con colector Tipo general

Liofilizador De Sobremesa Para Laboratorio

Número de artículo: KTFD-10PT



Introducción

Liofilizador de laboratorio de sobremesa de primera calidad para liofilización y conservación de muestras con refrigeración $\leq -60^{\circ}\text{C}$. Ideal para productos farmacéuticos e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Temperatura de la trampa de frío	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Vacío final	$< 10\text{ Pa}$
Precisión de la pantalla de vacío	0,01 Pa
Área de liofilización	0.09 m ²
Capacidad de carga de material	900 ml
Capacidad de captura de agua	3 kg / 24h
Especificaciones de la bandeja de material	200 × 20 mm (Φ × h)
Número de capas de la bandeja de material	3
Frascos colgantes externos	8 posiciones
Estilo de matraz de liofilización	Tipo campana o cilíndrico
Dimensiones externas (An×F×Al)	580 × 550 × 375 / 880 mm (unidad principal / con colector y cámara)
Dimensiones de la trampa de frío	Φ 215 × 193,5 mm (Φ × h)
Tipo de diseño	Tipo de tapa de colector, diseño de sobremesa

Liofilizador De Vacío De Laboratorio De Sobremesa

Número de artículo: KTFD-10S



Introducción

Liofilizador de laboratorio de sobremesa para la liofilización eficaz de muestras biológicas, farmacéuticas y alimentarias. Con pantalla táctil intuitiva, refrigeración de alto rendimiento y diseño duradero. Preserve la integridad de las muestras: ¡consulte ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Temperatura de la trampa de frío	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Vacío final	$< 10\text{ Pa}$
Precisión de la pantalla de vacío	0,01 Pa
Área de liofilización	0.12 - 0.18 m ²
Capacidad de carga de material	1200 - 1800 ml
Capacidad de captura de agua	3kg / 24h
Dimensiones de la bandeja de material	$\Phi 200 \times 20\text{ mm}$ (Diámetro x Altura)
Número de bandejas de material	Estándar 4 capas, Opcional 6 capas
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	580 x 550 x 375/820 mm
Dimensiones de la trampa de frío	$\Phi 215 \times 193,5\text{ mm}$ (Diámetro x Altura)
Diseño	Sobremesa, estructura compacta

Liofilizador De Laboratorio De Alto Rendimiento Para Investigación Y Desarrollo

Número de artículo: KTFD-10T



Introducción

Liofilizador de laboratorio avanzado para liofilización, que conserva muestras sensibles con precisión. Ideal para industrias biofarmacéuticas, de investigación y alimentarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Temperatura de la trampa de frío	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Vacío final	$< 10\text{Pa}$
Precisión de la pantalla de vacío	0,01Pa
Área de liofilización	0.09 m ²
Capacidad del material	900 ml
Capacidad de captura de agua	3kg / 24h
Especificaciones de la bandeja de material	$\Phi 200 \times 20\text{ mm}$ (Diámetro $\times$ Altura)
Número de bandejas de material	3 capas
Dimensiones totales (An $\times$ P $\times$ Al)	580 $\times$ 550 $\times$ 880 mm (con cámara de secado estándar)
Dimensiones de la trampa de frío ($\Phi \times H$)	$\Phi 215 \times 193,5\text{ mm}$
Diseño	Diseño de sobremesa

Congelador Vertical Compacto De Temperatura Ultrabaja De 28L Para Laboratorio

Número de artículo: KTFDV-28



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja (-86°C) para laboratorios, 28L de capacidad, control digital preciso, diseño de bajo consumo, ideal para el almacenamiento de muestras biológicas.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-28
Tipo	Vertical
Capacidad	28L
Rango de temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarma sonora y luminosa
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	400W
Consumo de energía	5,50 kWh/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin flúor
Sistema de refrigeración	Sistema de compresor único
Control de temperatura	Control electrónico de temperatura
Indicación de temperatura	Visualización digital de datos
Sonda	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador estándar de alta eficiencia
Carcasa exterior	Chapa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puerta interior	1 Estante / 1 Puerta Interior, Acero Inoxidable 304
Espesor de aislamiento	100 mm
Puerto de equalización de presión	1 (18mm de diámetro)
Ruedas	4
Peso neto/bruto	71/90 kg
Dimensiones exteriores (An D H)	505mm * 520mm * 1165mm

Características	Especificación
Dimensiones internas (An D H)	270 mm * 265 mm * 400 mm
Dimensiones del embalaje (An D H)	Madera contrachapada: 535 575 1290mm / Caja de nido de abeja: 595 640 1335mm
Carga del contenedor (20'GP)	30 unidades

Congelador Vertical De Temperatura Ultrabaja Para Laboratorio De Precisión De 58L Para Almacenamiento De Muestras Críticas

Número de artículo: KTFDV-58X



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja para laboratorios, almacenamiento fiable a -86°C , interior de acero inoxidable, de bajo consumo. ¡Asegure sus muestras ahora!

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-58X
Capacidad	58L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Acústica (zumbador) y visual (luz)
Suministro eléctrico	220V/50Hz
Consumo de energía	6,2 kW.h/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de refrigerante	Refrigerantes mixtos sin flúor, respetuosos con el medio ambiente
Compresor	Compresor importado de alto rendimiento
Sistema de refrigeración	Sistema auto-cascade de un solo compresor
Control de temperatura	Control electrónico por microordenador
Pantalla de temperatura	Pantalla digital LED
Sonda de temperatura	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador de alta calidad y bajo nivel de ruido (por ejemplo, tipo EBM)
Material exterior	Chapa de acero con recubrimiento de polvo
Material interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puertas interiores	1 capa de estantes / 1 puerta interior, Acero inoxidable 304
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de igualación de presión	1 (aprox. $\varnothing 18\text{mm}$)
Ruedas	4
Peso neto/Peso bruto	78/98kg
Dimensiones exteriores (AnxPrxAl)	600 x 665 x 1150 mm
Dimensiones internas (AnxPrxAl)	364 x 405 x 410 mm
Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl)	Madera contrachapada: 670x760x1290mm / Caja de nido de abeja: 705x785x1320mm

Características	Especificación
Cantidad de embalaje (20'GP)	24 unidades

108L Congelador Vertical De Temperatura Ultrabaja Ult

Número de artículo: KTFDV-108



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja para laboratorios: almacenamiento a -86°C, control preciso, ecológico, interior de acero inoxidable. ¡Asegure ya sus muestras!

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-108
Capacidad	108L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Control de temperatura	Controlador electrónico por microordenador, pantalla digital
Sonda de temperatura	PTC
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales
Suministro eléctrico	220V/50Hz
Consumo de energía	480W
Consumo de energía	6,5 kWh/24h
Nivel de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante mixto ecológico sin flúor
Sistema de refrigeración	Sistema Auto-Cascade de un solo compresor
Ventilador del condensador	Ventilador de alta eficiencia y bajo ruido
Carcasa exterior	Placa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Carcasa interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puertas interiores	1 estante, 2 puertas interiores (acero inoxidable 304)
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de ecualización de presión	1 (Diámetro 18mm)
Ruedas	4
Peso neto/bruto	107/133 kg
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	700*730*1260 mm
Dimensiones internas (An*F*Al)	460*460*510 mm

Ultracongelador Vertical De Precisión 158L Para Aplicaciones De Laboratorio

Número de artículo: KTFDV-158



Introducción

Fiabile congelador ULT de 158L para laboratorios, mantiene -86°C, de bajo consumo, con funciones de seguridad avanzadas. Ideal para el almacenamiento de muestras sensibles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Modelo	KTFDV-158
Tipo	Vertical
Capacidad	158L
Temperatura interna	-40°C a -86°C, ajustable
Alarma	Alarma acústica y visual
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	500W
Consumo de energía	7,1 kW.h/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin flúor
Compresor	Alta eficiencia
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración por compresión de una etapa
Control de temperatura	Control electrónico de temperatura
Pantalla de temperatura	Pantalla digital
Sonda	PTC
Ventilador condensador	EBM
Carcasa exterior	Chapa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Carcasa interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puertas interiores	2 estantes / 3 puertas interiores, acero inoxidable 304
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de equalización de presión	1 (Diámetro 18mm)
Ruedas	4
Peso Neto / Peso Bruto	123 / 150kg

Parámetro	Valor
Dimensiones exteriores (An D H)	700 700 1580 mm
Dimensiones interiores (An D H)	460 455 800 mm
Dimensiones del embalaje (An D H)	Caja de madera contrachapada 760 790 1720mm / Caja de cartón duro: 790 820 1750mm (Aprox.)
Cantidad de carga	21 piezas/20'GP

208L Congelador De Laboratorio De Precisión Avanzada De Temperatura Ultrabaja Para Almacenamiento En Frío

Número de artículo: KTFDV-208



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja para laboratorios: almacenamiento a -86 °C, eficiencia energética y conservación fiable de las muestras. Ideal para investigación y biotecnología.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-208
Capacidad	208L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarma acústica y visual
Alimentación	220V/50Hz
Consumo de energía	550W
Consumo de energía	7,9 kW.h/24h
Tipo de clima	N
Refrigerante	Mezcla ecológica sin flúor
Sistema de refrigeración	Refrigeración directa con un solo compresor
Control de temperatura	Control electrónico por microordenador
Indicación de temperatura	Pantalla digital
Sonda de temperatura	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador de alta eficiencia y bajo nivel sonoro
Carcasa exterior	Acero laminado en frío recubierto de polvo
Revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes / Puertas interiores	2 estantes / 3 puertas interiores, acero inoxidable 304
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de acceso	1 (Ø18mm)
Ruedas	4
Peso Neto / Bruto	142 / 172kg
Dimensiones exteriores	810mm (ancho) x 730mm (fondo) x 1800mm (alto)
Dimensiones internas	570mm (ancho) x 485mm (fondo) x 800mm (alto)
Dimensiones del embalaje	Caja de madera contrachapada: 815 885 1745mm / Corrugado 850*1770mm

Características	Especificación
Cantidad de carga	18 piezas/20'GP

308L Congelador De Precisión De Temperatura Ultrabaja Para Aplicaciones De Laboratorio

Número de artículo: KTFDV-308



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja para laboratorios: almacenamiento a -86 °C, control preciso, eficiencia energética, conservación segura de las muestras. Fiable y duradero.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo de referencia	KTFDV-308
Tipo	Vertical
Capacidad	308L
Temperatura interna	-40°C a -86°C, ajustable
Alarma	Alarma sonora y luminosa
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	580W
Consumo de energía	9,80 kWh/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin flúor
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración monocompresor
Control de temperatura	Control electrónico de temperatura
Indicación de temperatura	Pantalla digital
Sonda	PTC
Tipo de ventilador	Ventilador de alta calidad y bajo ruido
Material de la carcasa exterior	Placa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Material del revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puertas interiores	3 estantes / 4 puertas interiores, acero inoxidable 304
Grosor del aislamiento	120 mm
Puerto de equilibrio	1 (Diámetro 18mm)
Ruedas	4
Peso neto/Peso bruto	160/195 kg
Dimensiones exteriores (An D H)	860 850 1740 mm

Características	Especificación
Dimensiones interiores (An D H)	610 590 950 mm
Dimensiones del embalaje (An D H)	960 970 1910 mm
Cantidad de carga	14 piezas/20'GP Contenedor
Temperatura ambiente	10°C ~ 30°C
Rango de voltaje	187V ~ 242V CA

408L Congelador Vertical Avanzado De Laboratorio A Temperatura Ultrabaja Para La Conservación De Material De Investigación Crítico

Número de artículo: KTFDV-408



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja para laboratorios: control preciso de -86 °C, eficiencia energética y almacenamiento seguro de muestras. Ideal para investigación y biotecnología.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Modelo	KTFDV-408
Tipo	Vertical
Capacidad	408L
Rango de temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	900W
Consumo de energía	13,2 kWh/24h
Nivel de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin flúor (a base de HC)
Compresor	Compresores de alta eficiencia (2 unidades)
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración en cascada optimizado
Control de temperatura	Control electrónico por microprocesador
Pantalla de temperatura	Pantalla digital
Sonda del sensor de temperatura	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador de alta eficiencia
Material de la carcasa exterior	Acero laminado en frío recubierto de polvo
Material del revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes / Puertas interiores	3 estantes / 4 puertas interiores (acero inoxidable 304)
Espesor del aislamiento	120 mm
Puerto de equalización de presión	1 (Φ18mm)
Ruedas	4

Parámetros	Especificación
Peso Neto / Peso Bruto	188kg / 238kg
Dimensiones exteriores (An D H)	850mm * 900mm * 1780mm
Dimensiones internas (An D H)	610 mm * 615 mm * 1120 mm
Dimensiones del embalaje (An D H)	980mm * 980mm * 1930mm
Cantidad de carga (20'GP)	12 unidades

508L Congelador Vertical Avanzado De Temperatura Ultrabaja Para Almacenamiento Crítico En Laboratorio

Número de artículo: KTFDV-508



Introducción

Congelador ULT vertical con 508 L de capacidad, control preciso de -86 °C, interior de acero inoxidable y funciones de seguridad avanzadas para el almacenamiento de muestras de laboratorio.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Tipo de modelo	Congelador vertical
Capacidad	508L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Indicación de temperatura	Pantalla LED digital
Resolución de temperatura	0.1°C
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales (temperatura alta/baja, error de sensor)
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	1050W
Consumo de energía	13,5 kWh/24h
Clase de protección	I
Tipo de clima	N
Refrigerante	Sin flúor, respetuoso con el medio ambiente
Sistema compresor	Sistema de compresor único de alta eficiencia
Método de descongelación	Manual (Control electrónico de temperatura asistido)
Sonda de temperatura	PT1000
Ventilador del condensador	Ventilador de alta calidad y bajo ruido
Material del armario	Placa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Material del revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes	3 (ajustables, acero inoxidable 304)
Puertas interiores	4 (Acero inoxidable 304)
Espesor de aislamiento	150 mm
Puerto de prueba	1 (Φ18mm)
Ruedas	4 ruedas de alta resistencia
Peso Neto / Peso Bruto	225kg / 275kg

Características	Especificación
Dimensiones externas (AnxPrxAI)	850mm x 1030mm x 1880mm
Dimensiones internas (AnxPrxAI)	610mm x 715mm x 1200mm
Dimensiones del paquete (AnxPrxAI)	980 mm x 1080 mm x 2010 mm
Temperatura ambiente	10°C a 30°C
Rango de voltaje	187V - 242VAC

608L Congelador Esencial De Laboratorio De Temperatura Ultrabaja Para La Conservación De Muestras Críticas

Número de artículo: KTFDV-608



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja con capacidad para 608L, control preciso de -86°C, ideal para laboratorios que almacenan muestras biológicas de forma segura.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-608
Capacidad	608L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	1000W
Consumo de energía	13,8 kWh/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin CFC
Sistema de compresor	Sistema de refrigeración independiente de doble compresor
Control de temperatura	Control electrónico de temperatura por microordenador
Pantalla de temperatura	Pantalla digital
Tipo de Sonda	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador de alta eficiencia
Carcasa exterior	Placa de acero laminado en frío pulverizado
Revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes / Puertas interiores	3 estantes / 4 puertas interiores, acero inoxidable 304
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de acceso (orificio de prueba)	1 (ø18mm)
Ruedas	4
Peso neto / Peso bruto	245 kg / 288 kg
Dimensiones exteriores (An D H)	990 * 1030 * 1860 mm
Dimensiones interiores (An D H)	750 * 715 * 1200 mm

Características	Especificación
Dimensiones del embalaje (An D H)	1120 * 1080 * 2010 mm
Carga del contenedor	10 piezas / 20'GP

708L Congelador De Temperatura Ultrabaja Congelador De Laboratorio De Alto Rendimiento

Número de artículo: KTFDV-708



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja 708L para laboratorios, refrigeración de precisión a -86°C, interior de acero inoxidable. Ideal para el almacenamiento de muestras de investigación y biotecnología.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Tipo	Vertical
Capacidad	708L
Rango de temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	1000W
Consumo de energía	15,2 kWh/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante mixto ecológico sin flúor
Compresor	Compresores importados de alta eficiencia
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración independiente de doble compresor
Control de temperatura	Control digital por microordenador
Pantalla de temperatura	Pantalla digital LED
Sonda de sensor	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador de alta eficiencia y bajo nivel sonoro
Carcasa exterior	Placa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes / Puertas interiores	3 estantes / 4 puertas interiores
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de ecualización de presión	1 (18 mm de diámetro)
Ruedas	4
Peso Neto / Peso Bruto	285kg / 345kg
Dimensiones externas (AnxPrxAI)	1130mm x 1030mm x 1860mm

Características	Especificación
Dimensiones internas (AnxPrxAI)	890mm x 715mm x 1200mm
Dimensiones del embalaje (AnxPrxAI)	1280mm x 1080mm x 2150mm
Cantidad de carga	10 piezas / 20'GP Contenedor

808L Congelador Vertical De Laboratorio De Precisión De Temperatura Ultrabaja

Número de artículo: KTFDV-808



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja con capacidad para 808L, control preciso de -86°C , ideal para el almacenamiento de muestras de laboratorio. Construcción duradera de acero inoxidable.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-808
Tipo	Vertical
Capacidad	808L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales
Alimentación	220V/50Hz
Consumo de energía	15,9 kWh/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Mezcla ecológica sin flúor
Compresor	Componentes de alta eficiencia
Sistema de refrigeración	Doble sistema de refrigeración independiente
Control	Control por microprocesador, pantalla digital
Pantalla de temperatura	Pantalla digital LED
Mango	Mango calefactado PTC
Ventilador	EBM
Material exterior	Acero laminado en frío recubierto de polvo
Revestimiento interno	Acero inoxidable 304
Estantes/Puertas interiores	3 estantes / 4 puertas interiores (acero inoxidable 304)
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de acceso	1 (Diámetro 18mm)
Ruedas	4
Peso Neto/Peso Bruto	300/370kg
Dimensiones exteriores	1090mm x 1010mm x 2000mm (A D H)

Características	Especificación
Dimensiones interiores	850mm x 725mm x 1335mm (A D H)
Dimensiones del embalaje	1280mm x 1080mm x 2150mm (A D H)

938L Congelador Vertical De Temperatura Ultrabaja Para Almacenamiento Avanzado De Laboratorio

Número de artículo: KTFDV-938



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja para laboratorios, almacenamiento preciso a -86 °C, ideal para ADN, vacunas y reactivos. Fiable y eficiente energéticamente.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-938
Tipo	Vertical
Capacidad	938L
Rango de temperatura	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales (temperatura alta/baja, error del sensor)
Alimentación	220V/50Hz
Potencia de entrada	1200W
Consumo de energía	17,3 kWh/24h
Clasificación de seguridad	Clase I, Tipo B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerantes mixtos sin CFC
Tipo de compresor	Compresor importado de alta eficiencia
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración en cascada
Control de temperatura	Control por microprocesador
Pantalla de temperatura	Pantalla digital
Sonda de sensor	PTC
Ventilador del condensador	Alta eficiencia (por ejemplo, tipo EBM)
Material exterior	Placa de acero con recubrimiento de polvo
Material interior	Acero inoxidable 304
Estantes / Puertas interiores	3 estantes / 4 puertas interiores (acero inoxidable 304)
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de ecualización de presión	1 (Diámetro 18mm)
Ruedas	4
Peso (Neto/Bruto)	320/405 kg

Características	Especificación
Dimensiones exteriores (An D H)	1280 mm x 1030 mm x 1980 mm
Dimensiones internas (An D H)	1040 mm x 715 mm x 1320 mm
Dimensiones del embalaje (An D H)	1410mm x 1080mm x 2130mm
Carga del contenedor (20'GP)	8 unidades



Kintek Solution

Cuartel general: No.11 Changchun Road, Zhengzhou,
China

