

100L Chilling Circulator Baño De Reacción De Temperatura Constante A Baja Temperatura

Número de artículo: KCP-100



Introducción

Obtenga energía de enfriamiento confiable y eficiente para sus necesidades industriales o de laboratorio con el circulator de enfriamiento KinTek KCP. con máx. -120 °C de temperatura y bomba de circulación incorporada.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Caudal de la bomba	Temperatura. Estabilidad	Puerto de manguera	Dimensiones (mm)
KCP100-20	100L	-23-5°C	9738-2626W	70L/min 6-8m	+/-2 °C	1/2"	1100*900*1100
KCP100-30		-32-5°C	9820-2820W				
KCP100-40		-40-5 °C	10860-2830W				
KCP100-60		-63-5°C	11380-2100W				1200*1100*1350
KCP100-80		-83-5°C	11670-1800W				
KCP100-120		-120-5 °C	11880-1200W				