

# Circulador De Baño De Agua De Enfriamiento Y Calentamiento De 80L Para Reacción De Temperatura Constante Alta Y Baja

Número de artículo: KCBP-80



## Introducción

Obtenga capacidades de calentamiento, enfriamiento y circulación todo en uno con nuestro circulador de calentamiento y enfriamiento KinTek KCBH de 80L. Alta eficiencia, rendimiento confiable para laboratorios y aplicaciones industriales.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temp. de trabajo	Capacidad de enfriamiento	Potencia total	Caudal	Estabilidad de Temp.	Dimensiones (mm)
KCBH100-20	100L	-20-200°C	18638-6966W	13.5	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-30		-30-200°C	19904-9557W				
KCBH100-40		-40-200°C	25334-10698W				