

10L Chilling Circulator Baño De Reacción De Temperatura Constante A Baja Temperatura

Número de artículo: KCP-10



Introducción

Obtenga el circulador de enfriamiento KinTek KCP 10L para sus necesidades de laboratorio. Con una potencia de enfriamiento estable y silenciosa de hasta -120 °C, también funciona como un baño de enfriamiento para aplicaciones versátiles.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Caudal de la bomba	Temperatura. Estabilidad	Puerto de manguera	Dimensiones (mm)
KCP10-10	10L	-12-5 °C	1825-820W	35L/min 4-6m	+/-2 °C	1/2"	580*450*730
KCP10-20		-23-5°C	2100-780W				
KCP10-25		-26-5°C	2170-780W				
KCP10-30		-32-5°C	2436-820W				
KCP10-40		-40-5 °C	2548-980W				720*650*900
KCP10-60		-63-5°C	2732-310W				
KCP10-80		-83-5°C	2900-230W				
KCP10-120		-120-5 °C	2982-200W				