

10L Calefacción Enfriamiento Baño De Reacción De Alta Temperatura Y Baja Temperatura Constante

Número de artículo: KCBH-10



Introducción

Experimente un rendimiento de laboratorio eficiente con el circulador de enfriamiento y calentamiento KinTek KCBH de 10 l. Su diseño todo en uno ofrece funciones confiables de calefacción, enfriamiento y circulación para uso industrial y de laboratorio.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Potencia total	Tasa de flujo	Temperatura. Estabilidad	Dimensiones (mm)
KCBH10-10	10L	-10-200 °C	1865-860W	7Kw	20L/min 20m	+/-2 °C	540*440*800
KCBH10-20		-20-200 °C	2140-359W				
KCBH10-30		-30-200 °C	1415-490W				
KCBH10-40		-40-200 °C	1460-501W	7.5Kw			630*550*1400
KCBH10-60		-60-200 °C	1950-270W				
KCBH10-80		-80-200 °C	1978-240W				