

## 20L Chilling Circulator Baño De Reacción De Temperatura Constante A Baja Temperatura

Número de artículo: KCP-20



### Introducción

El circulador de enfriamiento KinTek KCP es un equipo versátil y confiable que suministra potencia de enfriamiento constante con fluidos en circulación. Puede funcionar como un baño de enfriamiento y alcanzar un máximo. Temperatura de enfriamiento de -120 °C.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Caudal de la bomba	Temperatura. Estabilidad	Puerto de manguera	Dimensiones (mm)
KCP20-20	20L	-23-5°C	3126-950W	35L/min 4-6m	+/-2 °C	1/2"	630*52*1000
KCP20-30		-32-5°C	3237-1023W				
KCP20-40		-40-5 °C	3635-980W				
KCP20-60		-63-5°C	4210-510W				940*710*1010
KCP20-80		-83-5°C	4530-360W				
KCP20-120		-120-5 °C	4889-270W				