

20L Calefacción Enfriamiento Baño De Reacción De Alta Temperatura Y Baja Temperatura Constante

Número de artículo: KCBH-20



Introducción

Maximice la productividad del laboratorio con el circulador de enfriamiento y calentamiento KinTek KCBH de 20 l. Su diseño todo en uno ofrece funciones confiables de calefacción, enfriamiento y circulación para uso industrial y de laboratorio.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Potencia total	Tasa de flujo	Temperatura. Estabilidad	Dimensiones (mm)
KCBH20-10	20L	-10-200 °C	3126-950W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2 °C	630*550*1100
KCBH20-20		-20-200 °C	3163-980W				
KCBH20-30		-30-200 °C	3277-1061W				
KCBH20-40		-40-200 °C	3675-998W	7.8Kw			
KCBH20-60		-60-200 °C	4160-550W				
KCBH20-80		-80-200 °C	4576-420W				