

30L Calefacción Enfriamiento Circulador Baño De Reacción De Alta Temperatura Y Baja Temperatura Constante

Número de artículo: KCBH-30



Introducción

Obtenga un rendimiento de laboratorio versátil con el circulador de enfriamiento y calentamiento KinTek KCBH de 30 l. con máx. temperatura de calentamiento de 200 °C y máx. temperatura de enfriamiento de -80 °C, es perfecto para necesidades industriales.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Potencia total	Tasa de flujo	Temperatura. Estabilidad	Dimensiones (mm)
KCBH30-10	30L	-10-200 °C	3780-1150W	10.2Kw	42L/min 28m	+/-2 °C	630*550*1100
KCBH30-20		-20-200 °C	3960-1200W				
KCBH30-30		-30-200 °C	7803-3746W				
KCBH30-40		-40-200 °C	9931-4190W	12.5Kw			
KCBH30-60		-60-200 °C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80-200 °C	10578-3087W				