

50L Chilling Circulator Baño De Reacción De Temperatura Constante A Baja Temperatura

Número de artículo: KCP-50



Introducción

El circulador de enfriamiento KinTek KCP 50L es un equipo confiable y eficiente para suministrar potencia de enfriamiento constante con fluidos en circulación en diversas circunstancias de trabajo.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Caudal de la bomba	Temperatura. Estabilidad	Puerto de manguera	Dimensiones (mm)
KCP50-20	50L	-23-5°C	8520-2170W	70L/min 6-8m	+/-2 °C	1/2"	760*610*1030
KCP50-30		-32-5°C	8930-2280W				
KCP50-40		-40-5 °C	10256-2300W				
KCP50-60		-63-5°C	10570-1600W				1030*860*1030
KCP50-80		-83-5°C	11200-1480W				
KCP50-120		-120-5 °C	11290-1260W				