

# 50L Calefacción Enfriamiento Circulador Baño De Reacción De Alta Temperatura Y Baja Temperatura Constante

Número de artículo: KCBH-50



## Introducción

Experimente capacidades versátiles de calentamiento, enfriamiento y circulación con nuestro circulador de calentamiento y enfriamiento KinTek KCBH 50L. Ideal para laboratorios y entornos industriales, con un rendimiento eficiente y confiable.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Potencia total	Tasa de flujo	Temperatura. Estabilidad	Dimensiones (mm)
KCBH50-20		-20-200 °C	11156-5341W				
KCBH50-30	50L	-30-200 °C	13695-9575W	12	42L/min 28m	+/-2 °C	720*650*1150
KCBH50-40		-40-200 °C	11743-7351W				
KCBH50-60		-60-200 °C	18437-7601W	15.5Kw			880*880*1250
KCBH50-80		-80-200 °C	18657-7760W				