

5L Chilling Circulator Baño De Reacción De Temperatura Constante A Baja Temperatura

Número de artículo: KCP-5



Introducción

Maximice la eficiencia del laboratorio con el circulador de enfriamiento KinTek KCP 5L. Versátil y fiable, proporciona una potencia de refrigeración constante hasta -120 °C.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Tasa de flujo	Temperatura. Estabilidad	Puerto de manguera	Dimensiones (mm)
KCP5-10	5L	-12-5 °C	1213-290W	35L/min 4-6m	+/-2 °C	1/2"	520*350*720
KCP5-20		-23-5°C	1248-319W				
KCP5-25		-26-5°C	1314-447W				
KCP5-30		-32-5°C	1375-450W				
KCP5-40		-40-5 °C	1420-462W				430*350*960
KCP5-60		-63-5°C	1910-230W				
KCP5-80		-83-5°C	1938-200W				
KCP5-120		-120-5 °C	2635-180W				