

5L Calefacción Enfriamiento Baño De Reacción De Alta Temperatura Y Baja Temperatura Constante

Número de artículo: KCBH-5



Introducción

Circulador de enfriamiento y calentamiento KinTek KCBH 5L: ideal para laboratorios y condiciones industriales con un diseño multifuncional y un rendimiento confiable.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Potencia total	Tasa de flujo	Temperatura. Estabilidad	Dimensiones (mm)
KCBH5-10	5L	-10-200 °C	1243-330W	3.5Kw	20L/min 20m	+/-2 °C	540*440*800
KCBH5-20		-20-200 °C	1288-359W				
KCBH5-30		-30-200 °C	1415-490W				
KCBH5-40		-40-200 °C	1460-501W				
KCBH5-60		-60-200 °C	1950-270W	7Kw			630*550*1400
KCBH5-80		-80-200 °C	1978-240W				