

608L Congelador Esencial De Laboratorio De Temperatura Ultrabaja Para La Conservación De Muestras Críticas

Número de artículo: KTFDV-608



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja con capacidad para 608L, control preciso de -86°C, ideal para laboratorios que almacenan muestras biológicas de forma segura.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-608
Capacidad	608L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	1000W
Consumo de energía	13,8 kWh/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin CFC
Sistema de compresor	Sistema de refrigeración independiente de doble compresor
Control de temperatura	Control electrónico de temperatura por microordenador
Pantalla de temperatura	Pantalla digital
Tipo de Sonda	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador de alta eficiencia
Carcasa exterior	Placa de acero laminado en frío pulverizado
Revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes / Puertas interiores	3 estantes / 4 puertas interiores, acero inoxidable 304
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de acceso (orificio de prueba)	1 (ø18mm)
Ruedas	4
Peso neto / Peso bruto	245 kg / 288 kg
Dimensiones exteriores (An D H)	990 * 1030 * 1860 mm
Dimensiones interiores (An D H)	750 * 715 * 1200 mm

Características	Especificación
Dimensiones del embalaje (An D H)	1120 * 1080 * 2010 mm
Carga del contenedor	10 piezas / 20'GP