

80L Chilling Circulator Baño De Reacción De Temperatura Constante A Baja Temperatura

Número de artículo: KCP-80



Introducción

Circulador de enfriamiento eficiente y confiable de 80 l con una temperatura máxima de -120 °C. Ideal para laboratorios y uso industrial, también funciona como un baño de enfriamiento.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Caudal de la bomba	Temperatura. Estabilidad	Puerto de manguera	Dimensiones (mm)
KCP80-20	80L	-23-5°C	9738-2626W	70L/min 6-8m	+/-2 °C	1/2"	1000*800*1100
KCP80-30		-32-5°C	9820-2820W				
KCP80-40		-40-5 °C	10860-2830W				
KCP80-60		-63-5°C	11380-2100W				1100*830*1250
KCP80-80		-83-5°C	11670-1800W				
KCP80-120		-120-5 °C	11880-1200W				