

# 80L Calefacción Enfriamiento Baño De Reacción De Alta Temperatura Y Baja Temperatura Constante

Número de artículo: KCBP-80



## Introducción

Obtenga capacidades de calefacción, refrigeración y circulación todo en uno con nuestro circulador de refrigeración y calefacción KinTek KCBH 80L. Alta eficiencia, rendimiento confiable para laboratorios y aplicaciones industriales.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Potencia total	Tasa de flujo	Temperatura. Estabilidad	Dimensiones (mm)
KCBH100-20		-20-200 °C	18638-6966W				
KCBH100-30	100L	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	42L/min 28m	+/-2 °C	880*880*1250
KCBH100-40		-40-200 °C	25334-10698W				