

# Cortadora Manual De Laboratorio

Número de artículo: PT10



## Introducción

El micrótopo manual es un dispositivo de corte de alta precisión diseñado para laboratorios, industria y campos médicos. Es adecuado para la preparación de cortes finos de diversos materiales, como muestras de parafina, tejidos biológicos, materiales de baterías, alimentos, etc.

[Aprende más](#)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Modelo de aparato     | PT10                              |
| Material del molde    | 3Cr13 (acero inoxidable templado) |
| Tamaño de la rebanada | Φ10□Φ12□Φ14□Φ15□Φ16□Φ18□Φ19(d)    |
| Dimensiones generales | 120*200*280 mm (largo*ancho*alto) |
| Peso del equipo       | 10 kg                             |

Diagrama del tamaño de la máquina