

# Ensamblar Molde De Prensa Cilíndrica De Laboratorio

Número de artículo: PMAC



## Introducción

Consiga un moldeo fiable y preciso con Assemble Lab Cylindrical Press Mold. Perfecto para polvo ultrafino o muestras delicadas, ampliamente utilizado en investigación y desarrollo de materiales.

[Aprende más](#)

| Modelo                    | PMAC-A                        | PMAC-B                        | PMAC-C                    | PMAC-D                       | PMAC-E                      |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Material                  | Cr12MoV                       |                               |                           |                              |                             |
| Dureza del penetrador     | HRC60-HRC62                   |                               |                           |                              |                             |
| Tamaño de la muestra      | Φ3[]Φ4[]Φ5[]Φ6[]Φ8[]Φ10mm (M) | Φ12[]Φ13[]Φ15[]Φ18[]Φ20mm (M) | Φ30[]Φ40mm (M)            | Φ50[]Φ60mm (M)               | Φ70[]Φ80 mm (M)             |
| Profundidad de la cavidad | 30 mm (N)                     | 40 mm (N)                     | 50 mm (N)                 | 55 mm (N)                    | 60 mm (N)                   |
| Dimensiones exteriores    | Φ43*93mm(L*H)                 | Φ53*120mm(L*H)                | Φ73*133mm[]Φ95*133mm(L*H) | Φ115*150mm[]Φ127*150mm (L*H) | Φ153*180mm[]Φ180*180mm(L*H) |
| Peso (Kg)                 | 0.75Kg                        | 1.2Kg                         | 3.8Kg[]6.3Kg              | 14Kg[]20Kg                   | 30Kg[]40Kg                  |

Otros tamaños pueden ser personalizados