


# Ensamblar Molde De Prensa De Laboratorio Cuadrado

Número de artículo: PMAS



## Introduction

Logre una preparación de muestras perfecta con el molde de prensa de laboratorio cuadrado Assemble. El desmontaje rápido elimina la deformación de la muestra. Perfecto para batería, cemento, cerámica y más. Tamaños personalizables disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Material	Cr12MoV				
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62				
Tamaño de la muestra	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /18×18 /20×20 mm	30×30 /40×40 mm	50×50 /60×60mm	70×70 /80×80 mm
profundidad de la cavidad	30mm	40mm	50mm	55mm	60mm
Dimensiones externas	φ53×120 mm	φ73×133 mm	φ95×133/φ115×133 mm	φ127×150/φ153×150 mm	φ180×180mm/φ200×180mm
Peso (Kg)	1.2	3.6	7/14	20/30	40/50

**Se pueden personalizar otros tamaños.**