

Analizador Automático De Azufre Determinador De Azufre Culombimétrico De Alta Temperatura

Número de artículo: KT-TE56



Introducción

Optimice la inspección de calidad con nuestro analizador automático de azufre de alta temperatura. Diseñado para laboratorios de carbón, coque y petróleo, este avanzado instrumento de titulación culombimétrica cuenta con un cargador automático continuo de veinticinco posiciones, ciclos rápidos de análisis, gestión modular de gas y pleno cumplimiento de las normas de ensayo GB/T 214-2007.

[Aprende más](#)