

Centrífuga De Laboratorio Pequeña De Alta Velocidad De Sobremesa Para Separación De Suero Y Deshidratación A Baja Temperatura

Número de artículo: KT-SCS



Introducción

Centrífuga de alta velocidad de sobremesa Kintek: Eficiente, estable, precisa. Ideal para laboratorios clínicos y de investigación. Explore características y especificaciones.

[Aprende más](#)

| Parámetro | Especificación |
|------------------------------------|--------------------|
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Velocidad Máx. | 18.500 rpm |
| Precisión del Control de Velocidad | ±10 rpm |
| RCF Máx. | 22.575 xg |
| Capacidad Máx. | 6 x 100 mL |
| Diámetro de la Cámara | Φ280 mm |
| Rango del Temporizador | 1s a 99min 59s |
| Nivel de Ruido | ≤55 dB |
| Fuente de Alimentación | CA 220V±22V 50Hz |
| Consumo de Energía | 400W |
| Peso Neto | 28 kg |
| Dimensiones (LxAnxAI) | 360 x 470 x 320 mm |