

Liofilizador De Vacío De Laboratorio De Sobremesa

Número de artículo: KTFD-10S



Introducción

Liofilizador de laboratorio de sobremesa para la liofilización eficaz de muestras biológicas, farmacéuticas y alimentarias. Con pantalla táctil intuitiva, refrigeración de alto rendimiento y diseño duradero. Preserve la integridad de las muestras: ¡consulte ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Temperatura de la trampa de frío	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Vacío final	$< 10\text{ Pa}$
Precisión de la pantalla de vacío	0,01 Pa
Área de liofilización	0.12 - 0.18 m ²
Capacidad de carga de material	1200 - 1800 ml
Capacidad de captura de agua	3kg / 24h
Dimensiones de la bandeja de material	$\Phi 200 \times 20\text{ mm}$ (Diámetro x Altura)
Número de bandejas de material	Estándar 4 capas, Opcional 6 capas
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	580 x 550 x 375/820 mm
Dimensiones de la trampa de frío	$\Phi 215 \times 193,5\text{ mm}$ (Diámetro x Altura)
Diseño	Sobremesa, estructura compacta