

Molde De Prensa De Laboratorio De Carburo

Número de artículo: PMW



Introducción

Forme muestras ultraduras con Carbide Lab Press Mold. Fabricado en acero japonés de alta velocidad, tiene una larga vida útil. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo	PMW-A	PMW-B	PMW-C
Material	Carburo YT15		
Dureza del penetrador	HRC85-HRC90		
Tamaño de la muestra	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm
profundidad de la cavidad	30mm	40mm	45mm
Dimensiones externas	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm
Peso (Kg)	0.78	1.8	3.8

Se pueden personalizar otros tamaños.