

Crisol De Vaso Para Plastómetro De Carbón Para Ensayos De Capa Plástica De Carbón Bituminoso

Número de artículo: KT-MB1



Introducción

Diseñado para la evaluación plastométrica estandarizada del carbón, este vaso de carbón de precisión ofrece una estabilidad térmica excepcional, tolerancias dimensionales exactas y una transferencia de calor uniforme durante la determinación del índice de capa plástica del carbón bituminoso, garantizando un análisis confiable de las propiedades de coquización en laboratorios modernos metalúrgicos y de control de calidad.

[Aprende más](#)