

Congelador Vertical Compacto De Temperatura Ultrabaja De 28L Para Laboratorio

Número de artículo: KTFDV-28



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja (-86°C) para laboratorios, 28L de capacidad, control digital preciso, diseño de bajo consumo, ideal para el almacenamiento de muestras biológicas.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-28
Tipo	Vertical
Capacidad	28L
Rango de temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Sistema de alarma	Alarma sonora y luminosa
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	400W
Consumo de energía	5,50 kWh/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin flúor
Sistema de refrigeración	Sistema de compresor único
Control de temperatura	Control electrónico de temperatura
Indicación de temperatura	Visualización digital de datos
Sonda	PTC
Ventilador del condensador	Ventilador estándar de alta eficiencia
Carcasa exterior	Chapa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Revestimiento interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puerta interior	1 Estante / 1 Puerta Interior, Acero Inoxidable 304
Espesor de aislamiento	100 mm
Puerto de equalización de presión	1 (18mm de diámetro)
Ruedas	4
Peso neto/bruto	71/90 kg
Dimensiones exteriores (An D H)	505mm * 520mm * 1165mm

Características	Especificación
Dimensiones internas (An D H)	270 mm * 265 mm * 400 mm
Dimensiones del embalaje (An D H)	Madera contrachapada: 535 575 1290mm / Caja de nido de abeja: 595 640 1335mm
Carga del contenedor (20'GP)	30 unidades