

Celdas De Electrólisis Pem Personalizables Para Diversas Aplicaciones De Investigación

Número de artículo: KT-PEMT



Introducción

Celda de prueba PEM personalizada para investigación electroquímica. Duradera, versátil, para pilas de combustible y reducción de CO2. Totalmente personalizable. ¡Solicite una cotización!

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material Base	Placa metálica (opciones chapadas en oro o sin chapar)
Revestimiento Superficial	Platino o opciones sin revestimiento disponibles
Área Efectiva	1x1cm, 2x2cm, 5x5cm, 10x10cm (tamaños personalizados disponibles)
Diámetro de Tubo	3mm, 6mm (personalizable)
Material del Conector	Acero inoxidable, PTFE
Procesamiento Personalizado	Aceptamos personalización completa