

## Esterilizador Autoclave Rápido De Sobremesa 16L/24L

Número de artículo: KT-B02



### Introducción

El esterilizador de vapor rápido de escritorio es un dispositivo compacto y confiable que se utiliza para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-T16J	KT-T24J
Volumen de la cámara de esterilización	16L ø250×360mm	24L ø270×410mm
Estrés laboral fijo	0.22Mpa	
Temperatura nominal de trabajo	134°C	
Selección de temperatura de esterilización	105-134 °C	
Rango de selección de tiempo de sincronización	0-99min	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤±1°C	
Tensión de alimentación/alimentación	CA220V.50Hz/2.7KW	
Dimensiones totales (mm)	545×328×423	560×350×500
Tamaño del embalaje (mm)	605×390×480	620×410×570
Peso Bruto peso neto	17/15Kg	20/18Kg