

Esterilizador Autoclave Rápido De Sobremesa 20L/24L

Número de artículo: KT-B03



Introducción

El esterilizador de vapor rápido de escritorio es un dispositivo compacto y confiable que se utiliza para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-XD20D	KT-XD24D
Volumen de la cámara de esterilización	20L \varnothing 250×420mm	24L \varnothing 250×520mm
Estrés laboral fijo	0.22Mpa	
Temperatura nominal de trabajo	134°C	
Selección de temperatura de esterilización	105-134 °C	
Rango de selección de tiempo de sincronización	0-99min	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tensión de alimentación/alimentación	1.5KW/AC220V.50Hz	
Bandeja de esterilización (mm)	340 × 200 × 30 (3 piezas)	400 × 200 × 30 (3 piezas)
Dimensiones totales (mm)	480×680×455	480×680×455
Tamaño del embalaje (mm)	580×700×500	580×800×560
Peso Bruto peso neto	43/40Kg	43/40Kg