

Esterilizador Autoclave Rápido De Sobremesa 35L / 50L / 90L

Número de artículo: KT-B04



Introducción

El esterilizador de vapor rápido de escritorio es un dispositivo compacto y confiable que se utiliza para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación. Esteriliza eficientemente instrumentos quirúrgicos, cristalería, medicamentos y materiales resistentes, por lo que es adecuado para diversas aplicaciones.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
Volumen de la cámara de esterilización	35L ø300×500mm	50L ø340×550mm	90L ø400×720mm
Estrés laboral fijo	0.22Mpa		
Temperatura nominal de trabajo	134°C		
Selección de temperatura de esterilización	105-134 °C		
Rango de selección de tiempo de sincronización	0-99min		
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤±1°C		
Tensión de alimentación/alimentación	CA220V 50Hz/2.7KW		CA220V 50Hz/4KW
Dimensiones totales (mm)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
Tamaño del embalaje (mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
Peso Bruto peso neto	115/93Kg	130/106Kg	200/180Kg