

# Esterilizador Autoclave Rápido De Sobremesa

Número de artículo: KT-B05



## Introduction

El esterilizador de autoclave rápido de escritorio es un dispositivo compacto y confiable que se utiliza para la esterilización rápida de artículos médicos, farmacéuticos y de investigación.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-XB20J	KT-XB24J
Volumen de la cámara de esterilización	20L ø250×420mm	24L ø250×50mm
Estrés laboral fijo	0.22Mpa	
Temperatura nominal de trabajo	134°C	
Selección de temperatura de esterilización	105-134 °C	
Rango de selección de tiempo de sincronización	0-99min	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤±1°C	
Tensión de alimentación/alimentación	1.5KW/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	
Bandeja de esterilización (mm)	3340 × 200 × 30 (3 piezas)	400 × 200 × 30 (3 piezas)
Dimensiones totales (mm)	480×480×384	580×480×384
Tamaño del embalaje (mm)	700×580×500	800×580×500
Peso Bruto peso neto	44/40Kg	50/45Kg