

Molde Calefactor De Doble Placa

Número de artículo: PMD



Introducción

Descubra la precisión en el calentamiento con nuestro molde calefactor de doble placa, con acero de alta calidad y control uniforme de la temperatura para procesos de laboratorio eficientes. Ideal para diversas aplicaciones térmicas.

[Aprende más](#)

Modelo de aparato	PMD
Pulse la forma de la muestra	
Temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente-300C
Material del molde	Aleación de acero para herramientas:Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	
Grosor de la muestra	0,02-0,1mm(N)
Dimensión externa 1	180*180*130mm(L*A*H)
Dimensión externa 2	200*200*130mm(L*XW*H)
Dimensión externa 3	300*300*130 mm (largo*ancho*alto)
Peso del molde	32Kg38Kg88Kg
Diagrama dimensional	