

# Tamiz Vibratorio Tridimensional Seco

Número de artículo: KT-V200



## Introducción

El producto KT-V200 se enfoca en resolver tareas de tamizado comunes en el laboratorio. Es adecuado para tamizar muestras secas de 20 g a 3 kg.

[Aprende más](#)

Carga máxima	3 kg
Capas de pantalla	1-8 pisos
Masa máxima de la torre de tamices	4 kg
Amplitud	0,2-3mm
Frecuencia de vibración	3000 veces/minuto
Rango de tamizado de partículas	20 um-125 mm
El mayor diámetro de pantalla disponible	200 mm
Altura máxima de la torre de tamices	510 mm
Funcion adicional	Cómoda placa de prensa de pantalla visual
método de detección	Seco
Descripción eléctrica	100-120 V/200-240 V CA, 50-60 Hz, 200 W
Puerto de alimentación	Estándar nacional/estándar europeo/estándar americano/estándar británico, etc.
Peso neto	35kg
Dimensiones (ancho, espesor y alto)	300*405*685mm
Nivel de protección	IP65
Estándar	CE/ISO9001