

Célula Electrolítica Electroquímica Para Investigación Y Pruebas De Laboratorio

Número de artículo: KT-DJ



Introducción

Diseñada para un análisis electroquímico de precisión, esta celda electrolítica de alto rendimiento ofrece una resistencia química superior, un sellado modular estanco a las fugas y configuraciones de electrodos versátiles, lo que permite a los investigadores de todo el mundo avanzar en el desarrollo de baterías, pruebas de corrosión, evaluación del tratamiento de agua y síntesis electrocatalítica para aplicaciones exigentes

[Aprende más](#)