

Perlas Oscilantes De Vidrio Bolas De Vidrio Transparente Zeolita De Laboratorio

Número de artículo: KTG-4



Introducción

Las bolas de vibración de vidrio, utilizadas habitualmente en los laboratorios, son bolas de vidrio transparente diseñadas para evitar la formación de zeolita.

[Aprende más](#)

Diámetro	Peso de todo el paquete	Embalaje
2,5 mm	18.68g	1000 unidades/envase
3mm	39.92g	1000 unidades/paquete
4 mm	81.58g	1000 unidades/paquete
4,5 mm	123.57g	1000 unidades/paquete
5mm	159.39g	1000 unidades/paquete
6mm	281.06g	1000 unidades/paquete
7mm	451.38g	1000 unidades/paquete