

Probador Del Índice De Moliendabilidad Hardgrove E Instrumento Para La Determinación De La Moliendabilidad Del Carbón

Número de artículo: KT-TE57



Introducción

Determine la moliendabilidad del carbón con alta precisión utilizando este probador profesional del índice de moliendabilidad Hardgrove. Equipado con un corte automático digital por microordenador a las sesenta revoluciones, posicionamiento mecánico ergonómico del tazón y presión de molienda calibrada, esta unidad proporciona datos reproducibles para la operación de pulverizadores, la eficiencia de combustión y la metalurgia.

[Aprende más](#)