

# Circulador De Calefacción Baño De Reacción De Temperatura Constante A Alta Temperatura

Número de artículo: KHB-3



## Introducción

Eficiente y confiable, el circulador de calentamiento KinTek KHB es perfecto para las necesidades de su laboratorio. Con un máx. temperatura de calentamiento de hasta 300 °C, cuenta con control de temperatura preciso y calentamiento rápido.

[Aprende más](#)

Modelo	Temperatura (°C)	Precisión (°C)	Bomba (L/Min)	Volumen (L)	Potencia de calefacción (Kw)	Dimensiones totales (mm)
KHB6	Ambiente-300	+/-1 °C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10				10	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20				20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620