

# Centrífuga De Escritorio De Alta Velocidad Para Procesamiento De Muestras De Sangre

Número de artículo: KT-HPD



## Introducción

Descubra la centrífuga de sobremesa de alta velocidad Kintek para un procesamiento de muestras eficiente, estable y preciso en su laboratorio. Ideal para uso clínico y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Pantalla	Pantalla LCD
Velocidad Máx.	16.500 rpm
Precisión del Control de Velocidad	±10 rpm
RCF Máx.	18.757 ×g
Capacidad Máx.	12 × 5 mL
Diámetro de la Cámara	Φ200 mm
Rango del Temporizador	1s a 99h 59min
Nivel de Ruido	≤65 dB
Suministro Eléctrico	CA 220V±22V 50Hz
Consumo de Energía	420W
Peso Neto	19 kg
Dimensiones (L×An×Al)	360 × 285 × 258 mm