

Esterilizador De Vapor De Autoclave Horizontal (Microcomputadora)

Número de artículo: KT-C06



Introducción

El esterilizador de vapor autoclave horizontal adopta el método de desplazamiento por gravedad para eliminar el aire frío en la cámara interior, por lo que el contenido de aire frío de vapor en la cámara interior es menor y la esterilización es más confiable.

[Aprende más](#)

Datos técnicos	KTM-150YDB	KTM-200YDB	KTM-280YDB
Volumen de la cámara de esterilización	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600 × 1000 mm
presión laboral	0,22 MPa		
temperatura de trabajo	134 grados		
Ajuste de temperatura	40 - 134 grados		
Tiempo de esterilización	0-99 minutos		
tiempo de secado	0-99 minutos		
Promedio de calor	≤± 2 grados		
Fuerza	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
Dimensión	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
Dimensión de transporte	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
GW/NW	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG