

# Esterilizador Espacial De Peróxido De Hidrógeno

Número de artículo: KT-C02



## Introduction

Un esterilizador de peróxido de hidrógeno es un dispositivo que utiliza peróxido de hidrógeno vaporizado para descontaminar espacios cerrados. Mata los microorganismos al dañar sus componentes celulares y material genético.

[Aprende más](#)

Voltaje	CA 220V50HZ
Fuerza	600W
Volumen de pulverización	750ml/60min
Ruidoso	≤ 45db (A)
Germicida	solución 8%H2O2
Dimensión (mm) (L* W * H)	500X500X1130
noroeste	55KG