

Molde De Prensa Infrarroja De Laboratorio

Número de artículo: PMID



Introducción

Libere fácilmente muestras de nuestro molde de prensa de infrarrojos de laboratorio para realizar pruebas precisas. Ideal para la investigación de baterías, cemento, cerámica y otros tipos de preparación de muestras. Tamaños personalizables disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMID
Forma de la muestra	
Material de la matriz	Carburo de tungsteno
Dureza del penetrador	HRC68-HRC85
Tamaño de la muestra	Φ13 mm(M)
Profundidad de la cavidad	20mm(N)
Dimensiones	Φ43*78mm(L*H)
Peso	0.76Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	