

## Molde De Prensa Infrarroja De Laboratorio

Número de artículo: PMID



### Introduction

Libere fácilmente muestras de nuestro molde de prensa infrarroja de laboratorio para realizar pruebas precisas. Ideal para baterías, cemento, cerámica y otras investigaciones de preparación de muestras. Tamaños personalizables disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo	PMID-A
Material	Carburo YT15
Dureza del penetrador	HRC85-HRC90
Tamaño de la muestra	φ13 mm
profundidad de la cavidad	20mm
Dimensiones externas	φ43×78 mm
Peso (Kg)	0.76

**Se pueden personalizar otros tamaños.**