

# Trituradora De Mandíbula De Laboratorio

Número de artículo: KT-PE



## Introduction

Triture eficientemente muestras duras con la trituradora de mandíbula de laboratorio PE90x150. Perfecto para aleaciones, minerales, materiales de construcción y más.

[Aprende más](#)

Materiales adecuados	medio duro, duro, quebradizo, duro y tenaz
Tipo de tratamiento	aplastada
Tamaño de entrada de materiales	
Tamaño de salida de materiales	
Tamaño de la placa de mordaza	90X150mm
Separación de la placa de la mandíbula	0-30mm
Volumen del colector	20L
Material de la placa de mordaza	Aleación de acero; Acero inoxidable; carburo de tungsteno
Fuerza de motor	1500W
Peso neto	226 kg
Dimensión global	L450xW850xH980 mm
Descripción del ruido	
Nivel de protección	IP65
Calidad estandar	CE
función opcional	Embudo giratorio / Cubierta protectora del volante observable / Embudo a prueba de polvo / Puerto de aspiradora