

Centrífuga De Sobremesa De Alta Velocidad Para Investigación De Deshidratación De Separación De Suero A Baja Temperatura

Número de artículo: KT-HSS



Introducción

Centrífuga de sobremesa de alta velocidad Kintek: Potente 21.000 rpm, control preciso de temperatura. Ideal para laboratorios clínicos y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modo de visualización	Pantalla LCD
Velocidad máxima	21000 rpm
Precisión del control de velocidad	±20 rpm
RCF máximo	30642 x g
Capacidad máxima	4 x 750 ml
Especificaciones de la cámara de centrifugación	Φ420 mm
Rango del temporizador	1-99 min
Ruido de trabajo	≤65 dB
Fuente de alimentación	CA 220±22 V 50 Hz
Potencia	750 W
Peso neto	62 kg
Dimensiones del producto (LxAxH)	565 x 465 x 395 mm