

Mezclador Rotativo De Discos Para Laboratorio

Número de artículo: KTL-7



Introducción

El mezclador rotativo de disco de laboratorio puede hacer girar las muestras de forma suave y eficaz para mezclarlas, homogeneizarlas y extraerlas.

[Aprende más](#)

Modelo	LC-TD
Modo de movimiento	Rotación
Tensión	100-240VAC
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	40W
Ángulo	0-90°
Tipo de motor	Motor DC
Rango de velocidad	10-70RPM
Rango de ajuste de tiempo	1-1199min
Modo de funcionamiento	Funcionamiento temporizado/continuo
Tamaño del producto	D280×A210×H300mm
Peso neto del producto	8Kg
Temperatura ambiente admisible	5-40°C
Humedad relativa admisible	80%HR
Nivel de protección de la caja	IP21