

Trituradora De Martillos Sellada De Laboratorio Para Una Preparación Eficaz De Las Muestras

Número de artículo: KT-PCZ



Introducción

Descubra la trituradora de martillos sellada de laboratorio para una preparación eficaz de las muestras. Ideal para carbón, metalurgia e investigación, esta trituradora garantiza una alta eficiencia de producción y es respetuosa con el medio ambiente.

[Aprende más](#)

Modelo	Tamaño de alimentación (mm)	Tamaño de descarga (mm)	Productividad (kg/h)	Potencia del motor (kw)
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1 (ajustable)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (ajustable)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (ajustable)	<120	1.5