

Agitador Horizontal Pequeño Multifuncional De Velocidad Regulable Para Laboratorio

Número de artículo: KTL-3



Introducción

El oscilador regulador de velocidad multifuncional de laboratorio es un equipo experimental de velocidad constante especialmente desarrollado para las modernas unidades de producción de bioingeniería.

[Aprende más](#)

Modelo	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
Modo de visualización	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Indicador LED
Rango de velocidad	40~300rpm	40~300 rpm	40~300 rpm	40~300 rpm	40~300 rpm
Rango de tiempo	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Configuración estándar de la paleta	abrazadera de resorte universal	abrazadera de resorte universal	abrazadera de resorte universal	abrazadera superior, abrazadera inferior	pinza de muelle universal
Modelo oscilante	de vaivén	alternativo	giratorio	giratorio	giratorio
Amplitud de oscilación	20 mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Tamaño de trabajo de la paleta	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm (doble capa)	700*620mm
Peso	17.3Kg	13.5Kg	20Kg	65Kg	65Kg