

Tamices Y Tamizadoras De Laboratorio

Número de artículo: KT-RCZ



Introducción

Tamices y tamizadoras de laboratorio de precisión para análisis de partículas precisos. Acero inoxidable, conforme a ISO, rango de 20µm-125 mm. ¡Solicite especificaciones ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Diámetro del tamiz	Φ400, Φ300, Φ200 (mm)
Capas de tamiz	1-5 (incluida la cubierta inferior)
Cantidad de alimentación (una sola vez)	≤300g
Amplitud de vibración	1-5 mm
Fuerza de excitación	5KN
Potencia	0.25KW 220V 50HZ
Velocidad	1440R/min
Dimensiones	600×490×370mm
Peso del tamiz	60 kg
Trayectoria de movimiento	movimiento circular
Tiempo de temporización	0,01-99,99min
Ruido	≤50dB
Material	Acero inoxidable 304
Método de embalaje	embalaje en caja de madera