

Máquina De Montaje De Probetas Metalográficas Para Materiales Y Análisis De Laboratorio

Número de artículo: KT-XQ



Introducción

Máquinas de montaje metalográfico de precisión para laboratorios: automatizadas, versátiles y eficaces. Ideales para la preparación de muestras en investigación y control de calidad. Póngase en contacto con KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Aplicación	Montaje de muestras metalográficas y petrográficas pequeñas, difíciles de sujetar o irregulares
Finalidad	Facilitar el corte, esmerilado, pulido para pruebas metalográficas, de detección espectral o de dureza
Sistema de control	Funcionamiento controlado por programa
Modos disponibles	1. Polvo de baquelita 2. Polvo de jade eléctrico 3. Opciones definidas por el usuario
Automatización	El tiempo de preparación controlado por programa permite un funcionamiento sin supervisión
Ideal para	Laboratorios de institutos, universidades y empresas industriales y mineras