

# Microinyector/Cromatografía De Gases En Fase Líquida Émbolo De Inyección Aguja De Inyección

Número de artículo: KTG-5



## Introducción

Diseñado con precisión para la introducción exacta de muestras en cromatografía de gases, garantizando resultados fiables y reproducibles.

[Aprende más](#)

Especificaciones	Diámetro exterior de la aguja	Longitud de la aguja	Varilla de empuje
0,5ul	0.5	78	Doble capa hueca
1ul	0.5	73	Doble capa hueca
2ul	0.5	75	Doble capa hueca
5ul	0.6	75	Doble capa hueca
10ul	0.5	55	PTFE sólido
25ul	0.5	55	PTFE sólido
50ul	0.5	55	PTFE sólido
100ul	0.5	55	PTFE sólido
250ul	0.5	55	PTFE sólido
500ul	0.5	55	PTFE sólido

Especificaciones	Diámetro exterior de la aguja	Longitud de la aguja	Varilla de empuje
0,5ul	0.5	78	Doble capa hueca
1ul	0.7	73	Doble capa hueca
2ul	0.7	75	Doble capa hueca
5ul	0.7	75	Doble capa hueca
10ul	0.7	51	PTFE sólido
25ul	0.7	51	PTFE sólido
50ul	0.7	51	PTFE sólido
100ul	0.7	51	PTFE sólido
250ul	0.7	55	PTFE sólido
500ul	0.7	55	PTFE sólido