

Presión De Esterilización En Autoclave Portátil (Tipo Automático Con Pantalla Digital)

Número de artículo: KT-C05



Introduction

La presión de esterilización en autoclave portátil es un dispositivo que utiliza vapor saturado a presión para esterilizar artículos de manera rápida y efectiva.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-18HDD	KT-24HDD
Volumen de desinfección	18L ø280×260mm	24L ø280×390mm
Estrés laboral fijo	0.14-0.16Mpa	
Temperatura nominal de trabajo	126°C	
Presión máxima de seguridad	0.165Mpa	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤±1°C	
Fuerza	AC220V.50Hz/2KW	
Volumen de transporte (mm)	420×420×630	420×450×750
Peso Bruto peso neto	14/12Kg	15/14Kg